

PRÉSERVER
SAUVEGARDER
VALORISER

CHRONOMÈTRE

FICHE N° 6595

Période de fabrication : 1975-1999

Fabricant : PROLABO

Domaines : Santé

Sous-domaines : Biophysique

Organisme : Université d'Auvergne / Faculté de Pharmacie

Ville : Clermont-Ferrand

Modèle : Ancre II

Matériaux :

Description

Ce chronomètre de précision Prolabo Ancre II permet de calculer et/ou d'étudier un phénomène physique ou chimique en un temps donné. L'appareil est protégé dans une boîte. Le bouton de remise à zéro et de réglage sont accessibles sur le dessus et le côté du chronomètre.

Utilisation

Ce chronomètre est utilisé spécifiquement pour les expériences avec les viscosimètres et les colorimètres en travaux pratiques et dirigés des étudiants de pharmacie et de médecine. Pour le viscosimètre, il permet de calculer le temps de chute de la bille entre deux repères et d'en déduire ainsi la viscosité de la solution étudiée.

PROLABO







Pour nous citer :

Base de la Mission nationale de sauvegarde et de valorisation du patrimoine scientifique et technique contemporain, PATSTEC, Chronomètre (PROLABO),
<https://www.patstec.fr/ressources/objets/detail?id=12805>, consulté le 2025-12-05