

RHÉOSTAT

FICHE N° 7123

PRÉSERVER
SAUVEGARDER
VALORISER

Période de fabrication : 1950-1974

Fabricant : fabricant non renseigné

Domaines : Physique

Sous-domaines : Electricité

Organisme : École Supérieure du Professorat et de l'Éducation Clermont-Auvergne

Ville : Chamalières

Modèle :

Matériaux : Métal

Description

Le rhéostat SACT se présente sous la forme d'une double bobine. Un curseur à cheval sur les deux bobines peut être déplacé sur toute leur longueur. En déplaçant le curseur, on fait varier la valeur de la résistance.

Il y a également trois bornes pour le raccordement à un circuit électrique.

Utilisation

Cet appareil était utilisé afin d'appliquer une résistance variable à un circuit électrique.

Il s'agit d'un appareil industriel utilisé à des fins pédagogiques.

Il était utilisé par les futurs enseignants lors de leur cursus aux Écoles normales de filles et de garçons de Clermont-Ferrand, devenues IUFM (Institut Universitaire de Formation des Maîtres) puis ESPE (École Supérieure du Professorat et de l'Éducation).





Pour nous citer :

Base de la Mission nationale de sauvegarde et de valorisation du patrimoine scientifique et technique contemporain, PATSTEC, Rhéostat (fabricant non renseigné),
<https://www.patstec.fr/ressources/objets/detail?id=13008>, consulté le 2026-07-26