

PRÉSERVER
SAUVEGARDER
VALORISER

MÉCANISME DE DIFFUSION CUTANÉE

FICHE N° 7580

Période de fabrication : 1975-1999

Fabricant : fabricant non renseigné

Domaines : Santé

Sous-domaines : Pharmacologie

Organisme : Université d' Auvergne, Faculté de médecine et de pharmacie

Ville : Clermont-Ferrand

Modèle :

Matériaux :



Description



Le mécanisme de diffusion cutanée est composé de deux cylindres. Une membrane se trouve entre les deux cylindres. Il est également composé d'un agitateur et d'un rayon de vélo avec un petit moteur de "fabrication maison". L'appareil est à mettre dans l'eau à 25-30°C.


Utilisation

Ce système permet de tester le passage d'éléments pharmaceutiques par diffusion cutanée. Il était utilisé au laboratoire de biopharmacie de l'Université d'Auvergne.









Pour nous citer :

Base de la Mission nationale de sauvegarde et de valorisation du patrimoine scientifique et technique contemporain, PATSTEC, Mécanisme de diffusion cutanée (fabricant non renseigné), <https://www.patstec.fr/ressources/objets/detail?id=13260>, consulté le 2026-07-26