

PRÉSERVER
SAUVEGARDER
VALORISER

NÉBULISATEUR À AIR COMPRIMÉ

FICHE N° 8001

Période de fabrication : 1975-1999

Fabricant : fabricant non renseigné

Domaines : Santé

Sous-domaines : Pharmacologie

Organisme : Université d' Auvergne, Faculté de médecine et de pharmacie

Ville : Clermont-Ferrand

Modèle :

Matériaux :

Description

Sur le nébulisateur à air comprimé, le jet est envoyé sur un brise-jet (sorte de plaque) puis les particules sont filtrées le long de la colonne par les points de Vigreux. Les plus fines remontent. Ce sont les plus efficaces car elles permettent le traitement en profondeur des voies respiratoires.

Utilisation

Cet appareil est utilisé pour le traitement des patients asthmatiques ou connaissant des difficultés respiratoires. Les séances durent entre 10 et 20 min. Il était utilisé au laboratoire de biopharmacie de l'Université d'Auvergne.







Pour nous citer :

Base de la Mission nationale de sauvegarde et de valorisation du patrimoine scientifique et technique contemporain, PATSTEC, Nébulisateur à air comprimé (fabricant non renseigné), <https://www.patstec.fr/ressources/objets/detail?id=13302>, consulté le 2026-07-26