

PRÉSERVER
SAUVEGARDER
VALORISER

NÉBULISATEUR À AIR COMPRIMÉ

FICHE N° 8002

Période de fabrication : 1950-1974

Fabricant : fabricant non renseigné

Domaines : Santé

Sous-domaines : Pharmacologie

Organisme : Université d' Auvergne, Faculté de médecine et de pharmacie

Ville : Clermont-Ferrand

Modèle :

Matériaux :

Description

Sur le nébulisateur à air comprimé, le jet est envoyé sur un brise-jet, cette fois en forme de boule en verre, puis les particules sont filtrées le long de la colonne par les points de Vigreux.

Utilisation

Cet appareil est utilisé pour le traitement des patients asthmatiques ou connaissant des difficultés respiratoires. Les séances durent environ 10 min. Il était utilisé au laboratoire de biopharmacie de l'Université d'Auvergne.





Pour nous citer :

Base de la Mission nationale de sauvegarde et de valorisation du patrimoine scientifique et technique contemporain, PATSTEC, Nébulisateur à air comprimé (fabricant non renseigné), <https://www.patstec.fr/ressources/objets/detail?id=13303>, consulté le 2026-07-26