

CHAMBRE D'INHALATION

FICHE N° 8013

PRÉSERVER
SAUVEGARDER
VALORISER

Période de fabrication : 2000-2024

Fabricant : fabricant non renseigné

Domaines : Santé

Sous-domaines : Pharmacologie

Organisme : Université d' Auvergne, Faculté de médecine

Ville : Clermont-Ferrand

Modèle :

Matériaux :

Description

La chambre d'inhalation Babyhaler Glaxair du Laboratoire Glaxo est un ballon (ou chambre) auquel on branche un aérosol doseur à une extrémité. Le patient inspire par la bouche grâce à la seconde extrémité. Ce modèle possède un masque adapté aux enfants. Le patient délivre une dose d'aérosol qu'il respire pendant 5 minutes par le masque du prolongateur. Il n'y a plus besoin de coordination main/poumon et l'efficacité est donc augmentée.

Utilisation

Les aérosols portables utilisés projettent un jet à la vitesse d'environ 70 à 80 km/h. Les prolongateurs ont été ajoutés pour ralentir ce jet et permettre au patient d'absorber un plus grand nombre de particules. Ce prolongateur ne s'utilise qu'avec les aérosols doseurs Glaxo. Ce modèle est une déclinaison pour les enfants.

Il était utilisé au laboratoire de biopharmacie de l'Université d'Auvergne.







Pour nous citer :

Base de la Mission nationale de sauvegarde et de valorisation du patrimoine scientifique et technique contemporain, PATSTEC, Chambre d'inhalation (fabricant non renseigné), <https://www.patstec.fr/ressources/objets/detail?id=13314>, consulté le 2026-07-26