

ETUVE AGITÉE MINITRON

FICHE N° 8422

PRÉSERVER
SAUVEGARDER
VALORISER

Période de fabrication : 1975-1999

Fabricant : fabricant non renseigné

Domaines : Biologie

Sous-domaines : Microbiologie

Organisme : Institut National de la Recherche Agronomique

Ville : Aurillac

Modèle :

Matériaux :

Description

L'étuve agitée Minitron se compose d'une porte vitrée qui se bascule vers l'avant et permet d'accéder à un plateau recouvert d'un papier adhésif (plastique vert) et muni d'une poignée permettant de l'extraire de l'enceinte et d'y déposer les échantillons. Le clavier de commande est situé en haut de l'appareil et possède un écran à affichage numérique. L'interrupteur de mise en tension de l'appareil est situé sur le côté droit de l'enceinte. Le boîtier bleu sur le côté permet d'effectuer un suivi informatisé.


Utilisation

Cette enceinte thermostatée permet de faire des cultures de micro-organismes, en général disposées dans des fioles, tout en agitant. L'intensité de l'agitation est réglable (nombre de rpm = round per minute). Les récipients sont déposés directement sur le papier adhésif et contiennent des cultures de micro-organismes (plutôt des levures et certaines bactéries) qui ont besoin d'oxygène. C'est l'agitation qui permet l'oxygénation du milieu.



INFORS 
Minitron





Pour nous citer :

Base de la Mission nationale de sauvegarde et de valorisation du patrimoine scientifique et technique contemporain, PATSTEC, Etuve agitée Minitron (fabricant non renseigné), <https://www.patstec.fr/ressources/objets/detail?id=13391>, consulté le 2026-07-26