

PRÉSERVER
SAUVEGARDER
VALORISER

BAIN THERMOSTATÉ AGITÉ JULABO SW 22

FICHE N° 8461

Période de fabrication : 1975-1999

Fabricant : fabricant non renseigné

Domaines : Biologie

Sous-domaines : Microbiologie

Organisme : Institut National de Recherche Agronomique

Ville : Aurillac

Modèle : SW22

Matériaux :

Description

Le bain thermostaté agité Julabo SW 22 est constitué d'un grand bac métallique contenant de l'eau qui va être maintenue à la température souhaitée. Une manette permet de soulever le couvercle et de disposer les échantillons. Deux poignées sont également situées de chaque côté de l'appareil.

La plateforme accueillant les échantillons est munie de ressorts, ce qui permettra leur maintien lors de l'agitation. Le boîtier de commande est situé devant l'appareil et se compose d'un écran à affichage numérique (température, rounds per minute) et plusieurs boutons de réglages.

Utilisation

Le bain thermostaté est un dispositif pouvant fonctionner selon le principe du bain marie. L'eau est chauffée et l'échantillon est immergé dedans.

Celui-ci permet en plus une agitation des échantillons. Il est utilisé pour les cultures sur bouillon en tube et les cultures de bactéries qui ont besoin d'être oxygénées.









Pour nous citer :

Base de la Mission nationale de sauvegarde et de valorisation du patrimoine scientifique et technique contemporain, PATSTEC, Bain thermostaté agité Julabo SW 22 (fabricant non renseigné), <https://www.patstec.fr/ressources/objets/detail?id=13408>, consulté le 2026-07-26