

PRÉSERVER
SAUVEGARDER
VALORISER

RHÉOSTAT JULABO FP 40/HP

FICHE N° 8466

Période de fabrication : 1975-1999

Fabricant : fabricant non renseigné

Domaines : Biologie

Sous-domaines : Microbiologie

Organisme : Institut National de Recherche Agronomique

Ville : Aurillac

Modèle : FP 40/HP

Matériaux :

Description


Le rhéostat Julabo FP 40/HP est en métal et de forme parallélépipédique, il possède des poignées de chaque côté et une au dessus permettant d'accéder à l'intérieur. L'unité de commande est située au dessus et se compose de multiples boutons ainsi que d'un écran à affichage numérique. Une sonde de température reliée à ce boîtier est plongée dans le bain-marie qui fonctionne avec l'analyseur Cinac.

Utilisation

Le rhéostat est relié au bain-marie fonctionnant avec l'analyseur Cinac, ce qui permet de commander la température de l'eau et de programmer le bain-marie. Il permet de reproduire des profils de température spécifiques à chaque fromage.







Pour nous citer :

Base de la Mission nationale de sauvegarde et de valorisation du patrimoine scientifique et technique contemporain, PATSTEC, Rhéostat Julabo FP 40/HP (fabricant non renseigné), <https://www.patstec.fr/ressources/objets/detail?id=13412>, consulté le 2026-07-26