

ROTORS POUR LA CENTRIFUGEUSE RÉFRIGÉRÉE SIGMA 3K30

FICHE N° 8480

PRÉSERVER
SAUVEGARDER
VALORISER

Période de fabrication : 1975-1999

Fabricant : fabricant non renseigné

Domaines : Biologie

Sous-domaines : Microbiologie

Organisme : Institut National de la Recherche Agronomique

Ville : Aurillac

Modèle :

Matériaux :

Description

Les rotors pour la centrifugeuse réfrigérée Sigma 3K30 ont une forme circulaire, ce sont des objets lourds en métal. Ils sont constitués d'emplacement de tailles différentes selon la taille des tubes qui seront centrifugés. Il existe trois rotors de taille différente pour la centrifugeuse réfrigérée Sigma 3K30.

Utilisation

Les rotors servent à disposer les tubes dans la centrifugeuse. C'est le rotor qui va subir l'accélération. Les tubes contenant les échantillons doivent être équilibrés, c'est à dire que deux tubes qui se font face sur le rotor doivent être de même poids, pour éviter la détérioration de la centrifugeuse.





Pour nous citer :

Base de la Mission nationale de sauvegarde et de valorisation du patrimoine scientifique et technique contemporain, PATSTEC, Rotors pour la centrifugeuse réfrigérée Sigma 3K30 (fabricant non renseigné), <https://www.patstec.fr/ressources/objets/detail?id=13420>, consulté le 2026-07-26