

ARMOIRE DE SÉCHAGE

FICHE N° 8638

PRÉSERVER
SAUVEGARDER
VALORISER

Période de fabrication : -

Fabricant : fabricant non renseigné

Domaines : Biologie

Sous-domaines : Microbiologie

Organisme : Institut National de la Recherche Agronomique

Ville : Aurillac

Modèle :

Matériaux :

Description

L'armoire de séchage s'ouvre sur l'avant grâce à deux portes permettant d'accéder à cinq grilles métalliques. Sur le côté droit, un boîtier métallique se compose d'une minuterie, de deux voyants lumineux et un interrupteur.

Utilisation

Cette armoire permet de sécher les objets qui viennent d'être lavés sans utiliser de linges qui laisseraient des impuretés.





A L'attention des utilisateurs
de l'armoire de séchage, il est
impératif d'utiliser soit un
minuteur soit la minuterie de
l'armoire pendant la période
d'utilisation ou l'arrêter après
utilisation pour éviter quelle
fonctionne sans réel besoin





Pour nous citer :

Base de la Mission nationale de sauvegarde et de valorisation du patrimoine scientifique et technique contemporain, PATSTEC, Armoire de séchage (fabricant non renseigné), <https://www.patstec.fr/ressources/objets/detail?id=13513>, consulté le 2026-07-26