

APPAREIL DE PURIFICATION DE L'EAU

FICHE N° 8757

PRÉSERVER
SAUVEGARDER
VALORISER

Période de fabrication : 1975-1999

Fabricant : fabricant non renseigné

Domaines : Biologie

Sous-domaines : Microbiologie

Organisme : Institut National de la Recherche Agronomique

Ville : Aurillac

Modèle : D4642

Matériaux :

Description

L'appareil de purification de l'eau se compose d'un boîtier sur la gauche muni d'un interrupteur. Quatre cylindres en plastique possédant une poignée sont fixés à une barre horizontale. Ce sont les systèmes de purification. Au dessus de la rampe, un écran à affichage numérique indique le nombre de MégaOhm par centimètre. Une vanne permet de soutirer l'eau pure. Un système de filtration finale (0,2 μ) est placé au niveau de la sortie. Il s'agit d'un élément en plastique dont la partie cylindrique renferme un filtre. Une manette contenant un filtre peut également être utilisée pour le soutirage de l'eau purifiée.

Utilisation

Le Barnstead Thermolyne E-pure est un appareil permettant la purification de l'eau. La pureté de l'eau s'exprime en Ohms. Plus l'eau est pure et plus le nombre d'Ohms sera élevé. Cette eau est utilisée pour rincer le matériel qui ne peut pas être autoclavé.





E - pure

MARCHE
AVANT
TION
MAXI:
3 MΩ
≥ 16 MΩ

SECURE LOCKING PIN BEFORE OPERATING.
SEE INSTRUCTIONS.
ASSUREZ-VOUS QUE LE PÉPIN EST EN POSITION
DÉROULEZ LA POMPE EN POSITION DE SÉCURITÉ
AVANT OPÉRATION.

ad D3750
Fibre Filter
IRRADIATED
Retaining 0.2 µm
Operating Pressure
(3.4 kg/cm²)



Pour nous citer :

Base de la Mission nationale de sauvegarde et de valorisation du patrimoine scientifique et technique contemporain, PATSTEC, Appareil de purification de l'eau (fabricant non renseigné), <https://www.patstec.fr/ressources/objets/detail?id=13619>, consulté le 2026-07-26