

PORTOIR CONGÉLATEUR

FICHE N° 8837

PRÉSERVER
SAUVEGARDER
VALORISER

Période de fabrication : -

Fabricant : fabricant non renseigné

Domaines : Biologie

Sous-domaines : Microbiologie

Organisme : Institut National de la Recherche Agronomique

Ville : Aurillac

Modèle : 5114-0012

Matériaux :

Description

Le portoir congélateur se compose d'un bloc en polycarbonate moulé de couleur bleu renfermant un liquide réfrigérant. 12 microtubes peuvent être déposés dans les emplacements prévus au dessus. Un couvercle en plastique transparent avec repérage alphanumérique vient les recouvrir.

Utilisation

Ce système de congélation rapide et reproductible est idéal pour la précipitation à l'éthanol d'échantillons d'ADN ou d'ARN. Il est utilisable pendant 45 minutes sur pailleasse et évite les inconvénients liés à l'utilisation de la carbo-glace ou du bain d'alcool? De plus, il n'y a pas de contact direct entre l'échantillon et le liquide réfrigérant. Celui-ci est utilisé pour contenir les tubes à PCR qui doivent être maintenus en conditions froides.





Pour nous citer :

Base de la Mission nationale de sauvegarde et de valorisation du patrimoine scientifique et technique contemporain, PATSTEC, Portoir congélateur (fabricant non renseigné), <https://www.patstec.fr/ressources/objets/detail?id=13667>, consulté le 2026-07-26