

PRÉSERVER
SAUVEGARDER
VALORISER

SERINGUE À INSULINE

FICHE N° 9352

Période de fabrication : -

Fabricant : fabricant non renseigné

Domaines : Santé

Sous-domaines :

Organisme : Université d'Auvergne, Faculté de médecine et de pharmacie

Ville : Clermont-Ferrand

Modèle :

Matériaux :

Description

La seringue à insuline Terumo est une pompe cylindrique en plastique blanc transparent. Elle est composée de la seringue, qui comporte l'embout et le corps, très fine, pouvant contenir 1 ml d'insuline, et d'un piston composé d'un butoir et d'un poussoir.


Il faut placer une aiguille sur la seringue. Puis, celle-ci est à remplir d'insuline par le diabétique. Ensuite, ce dernier s'injecte le liquide par voie cutanée, en plissant sa peau pour que le renflement corresponde à la longueur de la petite aiguille. Cela s'effectue par pression sur le piston.

Cette seringue est à usage unique, donc pas besoin de stérilisation.

Utilisation

Cette seringue sert à injecter de l'insuline aux diabétiques.





Pour nous citer :

Base de la Mission nationale de sauvegarde et de valorisation du patrimoine scientifique et technique contemporain, PATSTEC, Seringue à insuline (fabricant non renseigné), <https://www.patstec.fr/ressources/objets/detail?id=14071>, consulté le 2026-07-27