

PRÉSERVER
SAUVEGARDER
VALORISER

INHALATEUR POUR LA VOIE NASALE

FICHE N° 9388

Période de fabrication : -

Fabricant : fabricant non renseigné

Domaines : Santé

Sous-domaines :

Organisme : Université d' Auvergne, Faculté de médecine

Ville : Clermont-Ferrand

Modèle :

Matériaux :

Description

L'inhalateur pour la voie nasale LOFARMA ALLERGINI est composé d'un coffret contenant un dispositif doté, dans sa partie inférieure, d'une poire. Dans sa partie supérieure se trouve un endroit où on peut mettre la gélule qui contient le principe actif sous forme de poudre.

Utilisation

Ce dispositif est utilisé pour administrer les médicaments par voie nasale.



V.le CASSALA, 40 - 20143 MILANO

GRAMINACEE

Sig. AIACHE J.M. PROF.

Prescrittore PROF. AIACHE J.M.

Conservare a temperatura ambiente.


SIGILLO



IMMUNOTERAPIA SPECIFICA INTRANASALE

Cod. Allerkin

Prima dell'uso leggere attentamente il libretto istruzioni allegato.



1) Tranciare con l'apposita limetta il sigillo di garanzia subito a destra in basso del primo coperchietto contrassegnato dal n. 1.




2) Sollevare col dito il primo coperchietto, tenendo fermi gli altri con la mano.

I 10 blister da 6 capsule cadauno sono disposti in ordine numerico progressivo da sinistra a destra e corrispondono a capsule titolate in Unità Allergeniche in ordine crescente.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2,5 U.A.	5 U.A.	10 U.A.	20 U.A.	40 U.A.	60 U.A.	80 U.A.	120 U.A.	160 U.A.	240 U.A.





Pour nous citer :

Base de la Mission nationale de sauvegarde et de valorisation du patrimoine scientifique et technique contemporain, PATSTEC, Inhalateur pour la voie nasale (fabricant non renseigné), <https://www.patstec.fr/ressources/objets/detail?id=14080>, consulté le 2026-07-27