

SERINGUE

FICHE N° 9421

PRÉSERVER
SAUVEGARDER
VALORISER

Période de fabrication : 1975-1999

Fabricant : fabricant non renseigné

Domaines : Santé

Sous-domaines :

Organisme : Université d'Auvergne, Faculté de médecine et de pharmacie

Ville : Clermont-Ferrand

Modèle :

Matériaux :

Description

Les quatre seringues Dupharject sont constituées d'une aiguille (biseau, canule et garde), de la seringue (embout et corps rempli de liquide), et du piston (butoir et poussoir). Elles sont pré-remplies de liquide et s'insèrent dans les flacons. Ceux-ci contiennent du lyophilisat (poudre).



L'aiguille des seringues s'insère dans le haut du flacon. On injecte le liquide à travers l'aiguille afin qu'il descende dans le flacon de lyophilisat. Il dissout la poudre. Puis, on retourne le système et on aspire le produit mélangé. Le flacon se vide ainsi. On enlève la seringue du flacon. On injecte au patient et on détruit la seringue.

Utilisation

Ces seringues servent à injecter un produit médicamenteux aux patients.









Pour nous citer :

Base de la Mission nationale de sauvegarde et de valorisation du patrimoine scientifique et technique contemporain, PATSTEC, Seringue (fabricant non renseigné), <https://www.patstec.fr/ressources/objets/detail?id=14088>, consulté le 2026-07-27