

PRÉSERVER
SAUVEGARDER
VALORISER

SERINGUES DE SÉCURITÉ

FICHE N° 9427

Période de fabrication : -

Fabricant : fabricant non renseigné

Domaines : Santé

Sous-domaines :

Organisme : Université d'Auvergne, Faculté de médecine et de pharmacie

Ville : Clermont-Ferrand

Modèle :

Matériaux :

Description

Ce lot contient deux seringues de sécurité bleues et trois seringues de sécurité vertes, de démonstration.

Les cinq seringues sont composées de la seringue (embout et corps, rempli de liquide pour deux d'entre elles), du piston (butoir et poussoir) et du cylindre de sécurité. Elles sont donc composées de trois parties, quand elles ne possèdent pas l'aiguille.

Les deux seringues bleues sont munies d'aiguilles avec leur protection.

Utilisation

Ces seringues sont destinées à injecter ou à prélever des liquides par l'intermédiaire d'une aiguille.

Le principe est de relever le cylindre de sécurité lors de l'injection ou du prélèvement. Puis, lorsque l'on enlève l'aiguille, il faut descendre le cylindre de sécurité, pour que l'aiguille reste dans celui-ci, et éviter le contact entre le piqueur et l'aiguille.







Pour nous citer :

Base de la Mission nationale de sauvegarde et de valorisation du patrimoine scientifique et technique contemporain, PATSTEC, Seringues de sécurité (fabricant non renseigné), <https://www.patstec.fr/ressources/objets/detail?id=14094>, consulté le 2026-07-27