

PRÉSERVER
SAUVEGARDER
VALORISER

CYLINDRE DE SÉCURITÉ

FICHE N° 9428

Période de fabrication : -

Fabricant : fabricant non renseigné

Domaines : Santé

Sous-domaines :

Organisme : Université d'Auvergne, Faculté de médecine et de pharmacie

Ville : Clermont-Ferrand

Modèle :

Matériaux :

Description

Ce modèle présente le cylindre de sécurité. Il est de forme carré et de couleur bleue turquoise et transparente.

Utilisation

Le principe de ce cylindre de sécurité est qu'il peut se placer sur toutes les seringues. Il est relevé lors d'une injection ou d'un prélèvement. Puis, lorsque l'on retire l'aiguille, il faut descendre ce cylindre afin que l'aiguille reste à l'intérieur de celui-ci. Cela évite tous contacts entre le piqueur et l'aiguille.





Pour nous citer :

Base de la Mission nationale de sauvegarde et de valorisation du patrimoine scientifique et technique contemporain, PATSTEC, Cylindre de sécurité (fabricant non renseigné), <https://www.patstec.fr/ressources/objets/detail?id=14095>, consulté le 2026-07-27