

MULTILINE P4 WTW

FICHE N° 10743

PRÉSERVER
SAUVEGARDER
VALORISER

Période de fabrication : 1975-1999

Fabricant : WTW

Domaines : Chimie

Sous-domaines : Biochimie

Organisme : Institut Universitaire de Technologie d'Aurillac

Ville : Aurillac

Modèle : P4


Matériaux :

Description

C'est un boîtier en plastique noir muni de plusieurs touches et d'un écran digital. Les touches permettent de choisir le mode, de calibrer, d'éteindre, d'allumer ou encore de débiter la mesure. Au dos, plusieurs prises permettent le branchement de différentes sondes.

Utilisation

Cet appareil permet la mesure du pH, du potentiel red/ox (oxydant-réducteur), de l'oxygène dissout et de la salinité. Il est utilisé par les étudiants de première année de l'IUT Génie Biologique à Aurillac lors des travaux pratiques de chimie.



MultiLine P4



pH/mV
O₂ %

CAL

ON/OFF

RCL

STO

AR



RUN/ENTER



Universal Meter



UNIVERSITE D'AUVE



9 050000 320005

Multiline Set3 multiparam

This equipment complies with the requirements in Part 15 of FCC Rules for a Class A computing device. Operation of this equipment in a residential area may cause unacceptable interference to radio and TV reception requiring the operator to take whatever steps are necessary to correct the interference.



LISTED 8F93
Laboratory Equipment
E163694




Akkuladegerat Bedienungsanleitung beachten
Battery charger Refer to manual
Chargeur pour accus Quesnelez le mode d'emploi

☐ 4 x Alkaline AA size (R6)



☒ 4 x NiCd AA size (R6)



MultiLine P4

Ser.-Nr. 01040016

WTW 82362 Weilheim Made in Germany



Pour nous citer :

Base de la Mission nationale de sauvegarde et de valorisation du patrimoine scientifique et technique contemporain, PATSTEC, MultiLine P4 WTW (WTW),
<https://www.patstec.fr/ressources/objets/detail?id=14336>, consulté le 2026-07-27