

POSTE MINÉRALISATEUR BÜCHI 426

FICHE N° 10809

PRÉSERVER
SAUVEGARDER
VALORISER

Période de fabrication : 1975-1999

Fabricant : Büchi

Domaines : Chimie

Sous-domaines : Biochimie

Organisme : Institut Universitaire de Technologie d'Aurillac

Ville : Aurillac

Modèle : B426 RC

Matériaux :


Description


L'appareil se compose d'une base comprenant deux fois six emplacements chauffés. Un portoir métallique peut être déposé par dessus, il permet de maintenir les tubes de minéralisation ou matras au sommet desquels seront déposés les collecteurs de vapeur. A l'avant on peut voir quatre tuyaux en caoutchouc en étoile.


Utilisation

Lors de l'extraction et du dosage de l'azote Kjeldahl, une étape de minéralisation est nécessaire.

Cet appareil est utilisé par les étudiants de l'IUT d'Aurillac dans le cadre de travaux pratiques en chimie.







Pour nous citer :

Base de la Mission nationale de sauvegarde et de valorisation du patrimoine scientifique et technique contemporain, PATSTEC, Poste minéralisateur Büchi 426 (Büchi), <https://www.patstec.fr/ressources/objets/detail?id=14370>, consulté le 2026-07-27