

COMPTEUR DE COLONIE BIOBLOCK SCIENTIFIC 50300

FICHE N° 11025

PRÉSERVER
SAUVEGARDER
VALORISER

Période de fabrication : 1975-1999
Fabricant : BIOBLOCK Scientific
Domaines : Biologie
Sous-domaines : Microbiologie
Organisme : Institut Universitaire de Technologie d'Aurillac
Ville : Aurillac
Modèle : 50300
Matériaux :

Description

Le compteur de colonie se compose d'une base en métal sur laquelle on va déposer la boîte de Pétri au niveau de l'emplacement prévu à cet effet. La lumière éclaire une plaque vitrée et quadrillée.

Un compteur à affichage numérique indique le nombre de colonies dénombrées. Lors du comptage on utilise soit la sonde stylo soit la sonde aiguille et chaque pression compte pour une colonie. Le bouton jaune permet de remettre le compteur à zéro et le bouton rouge est actionné lors de comptage manuel.

La loupe située au bout d'un axe métallique flexible facilite également la lecture.

Utilisation

Ce dispositif permet de faciliter le comptage des colonies sur boîte de Pétri.

Il est utilisé par les étudiants de l'IUT Génie Biologique lors des travaux pratiques de microbiologie.





FONCTIONS

Bouton jaune: mise à zéro

Bouton rouge: mode manuel

Prise banane: branchement de la sonde aiguille.

Prise jack: branchement de la sonde stylo ou de la seconde sonde aiguille.

L'interrupteur marche/arrêt s'allume lorsque l'appareil est sous tension.

NOTE: l'utilisation de la sonde aiguille sur la prise banane nécessite le branchement de la seconde sonde aiguille sur la prise jack.

COMPTEUR DE COLONIES

50300



BIOBLOCK
SCIENTIFIC

BIOBLOCK confie son SAV à


AVANTAGE

PROPRIETE DE

UT Huiller



8.8.8.8



Pour nous citer :

Base de la Mission nationale de sauvegarde et de valorisation du patrimoine scientifique et technique contemporain, PATSTEC, Compteur de colonie Bioblock Scientific 50300 (BIOBLOCK Scientific), <https://www.patstec.fr/ressources/objets/detail?id=14430>, consulté le 2026-07-27