

PRÉSERVER
SAUVEGARDER
VALORISER

BEC BUNSEN ÉLECTRONIQUE FIREBOY PLUS

FICHE N° 11215

Période de fabrication : 1975-1999

Fabricant : Integra Biosciences

Domaines : Biologie

Sous-domaines :

Organisme : Institut Universitaire de Technologie d'Aurillac

Ville : Aurillac

Modèle : Fireboy plus

Matériaux :

Description

Il s'agit d'un boîtier parallélépipédique métallique. Au niveau supérieur se trouve une cheminée et sur le côté une petite bouteille de gaz est fixée sur la longueur. A l'avant, trois molettes permettent de régler le débit d'air, le débit de gaz ainsi qu'une minuterie. Trois touches permettent d'actionner le bec bunsen. Il y a également des voyants lumineux et un écran digital. Un détecteur infrarouge situé à l'avant de l'appareil permet son activation.

Utilisation

Les becs bunsen permettent de chauffer ou de créer un périmètre stérile sur le plan de travail dans lequel les boîtes de Pétri ou les milieux de cultures sontensemencés.





Pour nous citer :

Base de la Mission nationale de sauvegarde et de valorisation du patrimoine scientifique et technique contemporain, PATSTEC, Bec bunsen électronique Fireboy Plus (Integra Biosciences), <https://www.patstec.fr/ressources/objets/detail?id=14620>, consulté le 2026-07-27