

BARRES DE LEUKHART

FICHE N° 1509

PRÉSERVER
SAUVEGARDER
VALORISER

Période de fabrication : -

Fabricant : (inconnu)

Domaines : Biologie

Sous-domaines : Biologie du développement, Embryologie

Organisme : Université de Nantes - UFR Sciences et techniques

Ville : Nantes

Modèle :


Matériaux : Acier

Description

Les barres de Leukhart se présentent par paire. En les ajustant deux à deux, elles constituent des petits moules de dimensions variées.

Utilisation

La paraffine liquide est versée dans le moule. Après quelques secondes, le tissu à inclure est déposé au fond du moule. La paraffine se solidifie et les barres peuvent alors en être séparées. Le tissu se retrouve ainsi inclus dans un bloc de paraffine pour être débité en coupes au microtome.





Pour nous citer :

Base de la Mission nationale de sauvegarde et de valorisation du patrimoine scientifique et technique contemporain, PATSTEC, Barres de Leukhart ((inconnu),
<https://www.patstec.fr/ressources/objets/detail?id=1484>, consulté le 2025-06-29