

PRÉSERVER
SAUVEGARDER
VALORISER

PANSEMENTS - TRICOSTERIL

FICHE N° 12880

Période de fabrication : -

Fabricant : fabricant non renseigné

Domaines : Santé

Sous-domaines : Pharmacologie

Organisme : Université d' Auvergne, Faculté de Médecine et de Pharmacie

Ville : Clermont-Ferrand

Modèle :

Matériaux :

Description

C'est une boîte en métal rectangulaire s'ouvrant par le dessus. Elle contient 12 pansements adhésifs individuels, emballés hermétiquement.

Utilisation

On déchire l'emballage du pansement puis on retire la protection en plastique. On pose le pansement du côté adhésif directement sur une plaie superficielle.







Pour nous citer :

Base de la Mission nationale de sauvegarde et de valorisation du patrimoine scientifique et technique contemporain, PATSTEC, Pansements - Tricosteril (fabricant non renseigné), <https://www.patstec.fr/ressources/objets/detail?id=14987>, consulté le 2026-07-27