

CATGUT - TUTO FANDRE

FICHE N° 12888

PRÉSERVER
SAUVEGARDER
VALORISER

Période de fabrication : -

Fabricant : fabricant non renseigné

Domaines : Santé

Sous-domaines : Pharmacologie

Organisme : Université d' Auvergne, Faculté de Médecine et de Pharmacie

Ville : Clermont-Ferrand

Modèle :

Matériaux :


Description

C'est une boîte rectangulaire en carton s'ouvrant latéralement. Elle contient une ampoule cylindrique en verre dans laquelle est contenu un catgut baignant dans de l'alcool de conservation. Le catgut est enroulé autour d'un tube en verre. Une étiquette est collée sur l'ampoule avec le numéro de série. L'ampoule est fragilisée volontairement à un endroit pour faciliter l'ouverture.

Utilisation

L'ampoule doit être brisée à l'aide d'une scie au niveau de la fragilisation. L'alcool doit être retiré et le catgut est prêt à être utilisé. Le catgut s'utilisait comme fil de suture d'une plaie. Il est d'origine naturelle (boyaux de moutons) et est progressivement éliminé par l'organisme. Le blessé n'avait donc pas besoin de revenir chez le chirurgien pour se faire enlever les fils après cicatrisation, comme on le voit aujourd'hui avec les fils de suture en nylon.







Pour nous citer :

Base de la Mission nationale de sauvegarde et de valorisation du patrimoine scientifique et technique contemporain, PATSTEC, Catgut - Tuto Fandre (fabricant non renseigné), <https://www.patstec.fr/ressources/objets/detail?id=14995>, consulté le 2026-07-27