

RUBAN CHAUFFANT

FICHE N° 3994

PRÉSERVER
SAUVEGARDER
VALORISER

Période de fabrication : 1975-1999

Fabricant : fabricant non renseigné

Domaines : Chimie

Sous-domaines :

Organisme : Université de Rouen

Ville : Mont-Saint-Aignan

Modèle : Série S

Matériaux : Fibre de verre, Tissu, Plastique, Métal

Description

Dans une boîte de carton rectangulaire se trouve le ruban chauffant PILZ et son mode d'emploi. C'est un long ruban blanc assez épais, brodé, et équipé: d'un oeillet de métal à une extrémité, d'un câble d'alimentation et de sa fiche de branchement. Le câble d'alimentation se prolonge dans la gaine du ruban, et de 2 cordons pour le plier-maintenir, et ainsi le ranger dans son carton.

Utilisation

Cet instrument était utilisé dans les anciens laboratoires de recherche du COBRA, à savoir l'INSA de Mont-Saint-Aignan. Il s'enroule en spirale autour de l'élément à chauffer et on branche le câble d'alimentation pour le mettre sous tension. Cela permet d'éviter la cristallisation solution, pour qu'elle reste liquide.



Endkontrolle

Datum:

SEP. 1977

Pilz-Heizbänder GmbH Heidelberg

Herzhaus

PILZ-Heizbänder





Pour nous citer :

Base de la Mission nationale de sauvegarde et de valorisation du patrimoine scientifique et technique contemporain, PATSTEC, Ruban Chauffant (fabricant non renseigné), <https://www.patstec.fr/ressources/objets/detail?id=20384>, consulté le 2026-07-30