

PRÉSERVER
SAUVEGARDER
VALORISER

ENCEINTE THERMOSTATE À EFFET PELTIER

FICHE N° 4025

Période de fabrication : 2000-2024

Fabricant : fabricant non renseigné

Domaines : Chimie

Sous-domaines :

Organisme : Université de Rouen

Ville : Mont-Saint-Aignan

Modèle : 7956R


Matériaux : Plastique, Métal, Acier

Description

Cette enceinte thermostate GRACE est composée de 2 blocs rectangulaires individuels avec face avant courbée inclinée. Celui de gauche, plus carré et plus long et semblable à une brique, est équipé à l'avant de 2 doubles cercles avec croix métalliques pour la ventilation et celui de droite a un bouton switch vertical pour la marche ou l'arrêt et un branchement sur l'avant. Les deux sont liés ensemble par un cordon noir.


Utilisation


Cet instrument est utilisé dans les laboratoires de recherche du COBRA. Il n'est pas fixe à une chaîne HPLC, il est mobile et indépendant. Il permet de chauffer ou refroidir la solution, d'où sa dénomination de thermostat.













Pour nous citer :

Base de la Mission nationale de sauvegarde et de valorisation du patrimoine scientifique et technique contemporain, PATSTEC, Enceinte thermostate à effet PELTIER (fabricant non renseigné), <https://www.patstec.fr/ressources/objets/detail?id=20415>, consulté le 2026-07-30