

RHÉOPHORES CYLINDRIQUES - GODETS

FICHE N° 51

PRÉSERVER
SAUVEGARDER
VALORISER

Période de fabrication : 1875-1899

Fabricant : CHARDIN ; CHARDIN ; CHARDIN

Domaines : Santé

Sous-domaines : Médecine

Organisme : Cnam Champagne-Ardenne

Ville : Reims

Modèle :

Matériaux :

Description


Ces rhéophores cylindriques font partie des accessoires de l'appareil d'induction électromagnétique portatif de CHARDIN. Ils s'ajustent sur des manches en bois à l'extrémité desquels sont fixées les électrodes.

Les godets peuvent être employés de plusieurs manières :

- Pour la faradisation des muscles du tronc ou des membres, deux éponges humides sont enfoncées dans les godets, ceux-ci sont appliqués sur la peau préalablement mouillée soit aux extrémités du même muscle, soit aux extrémités d'un même système musculaire.
- Pour la faradisation cutanée par la main électrique de Mr Duchenne, l'un des godets, garni d'une éponge humide, est maintenu fixe en un point très peu excitable du corps malade, le médecin tient l'autre godet dans une de ses mains dont il promène la face dorsale sur la peau sèche de la partie malade.
- Pour la faradisation cutanée par les corps métalliques pleins, la peau du malade est desséchée à l'aide d'une poudre absorbante, poudre de lycopode ou de riz, et le médecin applique ou promène sur la peau la face externe des rhéophores ; ceci permet d'exciter la peau des membres et du thorax.

Utilisation

Les rhéophores étaient utilisés en électrothérapie pour appliquer l'électricité aux organes malades.



Pour nous citer :

Base de la Mission nationale de sauvegarde et de valorisation du patrimoine scientifique et technique contemporain, PATSTEC, Rhéophores cylindriques - godets (CHARDIN ; CHARDIN ; CHARDIN), <https://www.patstec.fr/ressources/objets/detail?id=22399>, consulté le 2026-07-30