

FILIÈRE DE BÉNIQUÉ

FICHE N° 107

PRÉSERVER
SAUVEGARDER
VALORISER

Période de fabrication : 1900-1924
Fabricant : fabricant non renseigné
Domaines : Santé
Sous-domaines : Médecine
Organisme : Cnam Champagne-Ardenne
Ville : Reims
Modèle : Béniqué
Matériaux : Métal



Description


La filière de Béniqué se présente sous la forme d'une plaque métallique percée de 55 trous de diamètres croissants. Chaque trou est plus grand que le précédent d'un sixième de millimètre et comporte en regard un numéro gravé qui désigne le calibre Béniqué correspondant - ici de 6 à 60.

Utilisation

La filière de Béniqué est utilisée pour le calibrage et l'appréciation du diamètre extérieur des sondes urinaires et des bougies urétrales. Pour obtenir la valeur en millimètres du diamètre d'une sonde dont on connaît le calibre de Béniqué, il suffit de diviser ce calibre par six. Ainsi une sonde de calibre 18 pour la filière de Béniqué a un diamètre extérieur de 3 mm.







Pour nous citer :

Base de la Mission nationale de sauvegarde et de valorisation du patrimoine scientifique et technique contemporain, PATSTEC, Filière de Béniqué (fabricant non renseigné), <https://www.patstec.fr/ressources/objets/detail?id=22454>, consulté le 2026-07-30