

PRÉSERVER
SAUVEGARDER
VALORISER

EPONGE PRÉPARÉE À LA FICELLE

FICHE N° 2202

Période de fabrication : -

Fabricant : fabricant non renseigné

Domaines : Santé

Sous-domaines : Médecine, Pharmacognosie

Organisme : Université de Nantes - UFR des Sciences pharmaceutiques et biologiques

Ville : Nantes

Modèle :

Matériaux :

Description

Droque d'origine animale: Spongiaires.

Cet échantillon fait partie du droguier de Nantes (voir fiche référence 2250).

Inscription à la Pharmacopée Française : Codex 1884. Les meilleures éponges se trouvent sur les rivages des îles grecques. "Pour préparer des éponges à la ficelle : prendre des éponges fines, les battre fortement pour en faire sortir les graviers, puis les laver dans l'eau tiède, les presser et les entourer exactement et avec force de corde de fouet. Quand l'éponge sera entièrement recouverte, arrêter fortement la corde par un noeud, et faire sécher à l'étuve."

Utilisation

L'éponge préparée à la ficelle servait dans les pansements chirurgicaux pour dilater les plaies et en absorber le pus.

ÉCOLE DE MÉDECINE ET DE PHARMACIE

Sponge préparée à la ficelle
de Nantes.







Pour nous citer :

Base de la Mission nationale de sauvegarde et de valorisation du patrimoine scientifique et technique contemporain, PATSTEC, Eponge préparée à la ficelle (fabricant non renseigné), <https://www.patstec.fr/ressources/objets/detail?id=2828>, consulté le 2026-07-22