

PRÉSERVER
SAUVEGARDER
VALORISER

EPONGE PRÉPARÉE À LA CIRE

FICHE N° 2203

Période de fabrication : -

Fabricant : fabricant non renseigné

Domaines : Santé

Sous-domaines : Médecine, Pharmacognosie

Organisme : Université de Nantes - UFR des Sciences pharmaceutiques et biologiques

Ville : Nantes

Modèle :

Matériaux :

Description


Droque d'origine animale : Spongiaires.

Cet échantillon fait partie du droguier de Nantes (voir fiche référence 2250).

Inscription à la Pharmacopée Française : Codex 1866. Les meilleures éponges se trouvent sur les rivages des îles grecques. Pour préparer des éponges à la cire : "après avoir préparé les éponges à la ficelle (voir fiche N°2202), les couper par tranches et les plonger dans la cire jaune fondue, les retirer et les presser entre deux plaques de fer chaudes ou sur le plateau d'une presse chauffée. Enlever la cire en excès."

Utilisation


L'éponge préparée à la cire servait dans les pansements chirurgicaux pour dilater les plaies et en absorber le pus.



ÉCOLE DE MÉDECINE ET DE PHARMACIE

sponge préparée à la Croix

de Nantes.



MEDECINE ET DE PHARMACIE
Préparé à la Croix
de Nantes.





Pour nous citer :

Base de la Mission nationale de sauvegarde et de valorisation du patrimoine scientifique et technique contemporain, PATSTEC, Eponge préparée à la cire (fabricant non renseigné), <https://www.patstec.fr/ressources/objets/detail?id=2829>, consulté le 2026-07-22