

PRÉSERVER
SAUVEGARDER
VALORISER

TAMBOUR POUR STÉRILISER

FICHE N° 12638

Période de fabrication : -

Fabricant : fabricant non renseigné

Domaines : Santé

Sous-domaines : Mécanique

Organisme : Manufacture Française des Pneumatiques Michelin

Ville : Clermont-Ferrand

Modèle :

Matériaux : Métal

Description

Le tambour pour stériliser est métallique avec trois tétons sur les côtés permettant de bien fixer le couvercle. Celui-ci est ajouré sur la partie haute du bord du couvercle avec une poignée sur le dessus.

Il y a aussi trois encoches et un bourrelet sur le bas du couvercle permettant de faire passer et glisser les tétons.

Un autre bourrelet se trouve sur le bas du tambour.

Utilisation

Il faut ouvrir le tambour pour le stériliser dans l'autoclave et vite le refermer avant de le ressortir.





Pour nous citer :

Base de la Mission nationale de sauvegarde et de valorisation du patrimoine scientifique et technique contemporain, PATSTEC, Tambour pour stériliser (fabricant non renseigné), <https://www.patstec.fr/ressources/objets/detail?id=34017>, consulté le 2026-07-22