

BOITE DE COLOR-TEST

FICHE N° 3255

PRÉSERVER
SAUVEGARDER
VALORISER

Période de fabrication : 1900-1924

Fabricant : Giroux

Domaines : Santé

Sous-domaines : Biophysique

Organisme : Université de Nantes - UFR des Sciences pharmaceutiques et biologiques

Ville : Nantes

Modèle :

Matériaux :

Description

Ce Color-test du docteur Polack, commercialisé par l'établissement Giroux, est conservé avec sa notice dans une boîte plate à fermoirs métalliques. Le color-test se compose de petits cartons colorés, de forme rectangulaire, disposés à l'intérieur de leur système de rangement. Un fond en carton noir permet de les disposer sur douze rangées.

Le Color-test est utilisé pour la détection du daltonisme. Il fonctionne selon le principe du classement : le patient est invité à trier les cartons par gamme de couleur en allant du plus foncé au plus clair. Le sujet atteint d'un trouble de daltonisme présentera des confusions dans son classement entre les tons de bleu, de pourpre, de bleu-verdâtre et de violet.

Utilisation

Cet appareil était utilisé pour l'enseignement et l'expérimentation par le service de Biophysique de l'Université de Nantes.

COLOR - TEST

DU D^R POLACK

L. GIROUX

PARIS

L. GIROUX
GUILBERT, ROUTIT & C^{ie}
Boulevard de Valenciennes 109 bis, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000

114, RUE DU TEMPLE, 114 - PARIS (207)

COLOR-TEST DU D^r POLACK

Le "COLOR-TEST", destiné à l'examen de la vision des couleurs, permet de reconnaître rapidement les plus légers degrés de daltonisme.

Un choix rigoureux de teintes a présidé à son établissement et a permis de réduire le nombre de ses composants sans nuire à la justesse de ses résultats.

Il se compose d'un assortiment rationnel de laines ou de cartons colorés, mesurant 11x18 mm environ, et d'une planchette soignée spécialement aménagée pour le classement et l'immobilisation de ces petits rectangles. Le tout est contenu dans une boîte plate à fermoir métallique. Cette boîte, qui peut tenir dans une serviette, est divisée en deux compartiments, le premier pour les couleurs servant au diagnostic rapide, le second pour toutes les autres.

Au diagnostic rapide sont affectés : le pourpre, le violet, le bleu et le bleu-verdâtre qui sont, d'après l'auteur, les couleurs de confusion communes à tous les daltoniens.

On commence l'épreuve par ces couleurs, en invitant l'examiné à les classer sur la planchette en rangées ou groupes monochromes, allant du plus foncé au plus clair. S'il s'agit d'un daltonien, il se verra reconnu d'après les confusions caractéristiques qu'il se permettra pas à commettre entre le bleu et le violet, le pourpre et le bleu-verdâtre. Le diagnostic est au moins aussi rapide et incontestablement plus sûr qu'avec les tables pseudo-isochromatiques. Le dyschromatique reconnu ainsi, si l'on continue l'examen avec les couleurs restantes, on voit se produire d'autres effets de confusion, moins constants, mais non moins significatifs pour chacune des deux classes de daltonisme.

Le classement terminé, on retire chaque rangée par une petite cale ad hoc et l'on immobilise le tout en le couvrant avec le verre ou la gaine qui s'adapte à la planchette.

Le "COLOR-TEST" constitue un moyen de diagnostic sûr et rapide qui ne laisse échapper aucun cas de daltonisme. Il est en même temps un instrument pratique pour l'étude des dyschromatismes. Dans l'intérêt de cette étude, laune depuis son origine, il avait été décidé de couvrir de classement de chaque daltonien un document petit et durable qui peut donner

COLOR-TEST DU D^r POLACK
GIROUX - PARIS

COLOR-TEST



Pour nous citer :

Base de la Mission nationale de sauvegarde et de valorisation du patrimoine scientifique et technique contemporain, PATSTEC, Boite de Color-test (Giroux), <https://www.patstec.fr/ressources/objets/detail?id=3935>, consulté le 2026-07-23