

PRÉSERVER
SAUVEGARDER
VALORISER

PLAQUE CHAUFFANTE LABOVOLT

FICHE N° 124

Période de fabrication : 1950-1974

Fabricant : PROLABO

Domaines : Physique, Environnement

Sous-domaines : Thermique, Géographie

Organisme : Université de Toulouse Le Mirail (UTM)

Ville : Toulouse

Modèle : Labovolt

Matériaux :

Description

La plaque chauffante Labovolt est utilisée principalement pour chauffer des échantillons parfois en solutions à des températures inférieures à la fusion pour des préparations d'analyses physicochimiques. Température maximale : 400°C.

Utilisation



Pour nous citer :

Base de la Mission nationale de sauvegarde et de valorisation du patrimoine scientifique et technique contemporain, PATSTEC, Plaque chauffante Labovolt (PROLABO), <https://www.patstec.fr/ressources/objets/detail?id=6493>, consulté le 2026-07-24