

PRÉSERVER
SAUVEGARDER
VALORISER

ACIDIMÈTRE

FICHE N° 1019

Période de fabrication : 1950-1974

Fabricant : J. Salleron - Dujardin

Domaines : Chimie

Sous-domaines :

Organisme : Université Toulouse II Jean Jaurès

Ville : Toulouse

Modèle : sans

Matériaux : Verre, Bois, Papier

Description

L'acidimètre permet de mesurer la quantité d'acide présente dans un mélange ou une solution. Le nécessaire de dosage de l'acidité des vins est ici composé d'un tube acidimétrique Dujardin - Salleron Paris N°112 (déposé), d'une teinture de phtaléine du Phénol (phénolphtaléine), d'une liqueur acidimétrique titrée 900 : accompagne les différents modèles d'acidimètres. (Données issues du fascicule d'instruction pratique et tables de corrections alcoométriques - tables N°624 de Instruments DUJARDIN-SALLERON: "Le dosage de l'acidité d'un vin complète nécessairement ceux de l'alcool et de l'extrait sec pour rechercher s'il est loyal et marchand, s'il n'a pas été ni mouillé, ni viné en utilisant la règle acide-alcool que nous décrivons longuement dans notre notice sur les instruments œnologiques.)

Utilisation

Ce matériel fait partie des collections d'enseignement en physique de l'institut national supérieur du professorat et de l'éducation de Toulouse Occitanie-Pyrénées INSPÉ (anciennement ESPE ; IUFM ; ENNA). Ce matériel était utilisé pour la formation des enseignants (initiale et continue).







AVIS IMPORTANT
Exiger rigoureusement notre nom
DUJARDIN-SALLERON - PARIS

comme garantie d'origine et de précision
sur nos Instruments et pièces de rechange, réactifs et
solutions titrées sortant de nos magasins et laboratoires.

**Tous nos Thermomètres d'Ebulliomètres, Tubes
acidimétriques et sulfurocénométriques sont plombés.**


Le plomb porte notre marque déposée.
Nos Étiquettes, capsulages de flacons de réactifs et solutions
titrées portent notre marque déposée.

Exiger ce Plomb :  **cette marque :**

N° de catalogue du présent
article à rappeler dans les
commandes. N° **112 ter**

to M. — 54-272





Pour nous citer :

Base de la Mission nationale de sauvegarde et de valorisation du patrimoine scientifique et technique contemporain, PATSTEC, Acidimètre (J. Salleron - Dujardin), <https://www.patstec.fr/ressources/objets/detail?id=7668>, consulté le 2026-07-25