

PRÉSERVER
SAUVEGARDER
VALORISER

BRÛLEUR ÉLECTRIQUE DE LABORATOIRE

FICHE N° 6316

Période de fabrication : 2000-2024

Fabricant : HORO Dr. - Ing. A. Hofmann GmbH

Domaines : Santé

Sous-domaines : Bactériologie

Organisme : Université Toulouse III - Paul Sabatier

Ville : Toulouse

Modèle :

Matériaux : Acier inoxydable, Métal


Description

Le brûleur électrique HORO Dr. - Ing. A. Hofmann GmbH, avec son bec Hofmann, est utilisé, comme le bec Bunsen, pour stériliser le matériel d'ensemencement. La source de chaleur est assurée par une céramique munie d'une résistance électrique. Un variateur permet de moduler la température de chauffage. Une grille en acier inox supporte les récipients à fond plat. La montée en température est assurée par un régulateur (manquant ici).

Utilisation

Ce brûleur était utilisé au sein du Laboratoire de Bactériologie de la Faculté de Médecine de Toulouse.





Pour nous citer :

Base de la Mission nationale de sauvegarde et de valorisation du patrimoine scientifique et technique contemporain, PATSTEC, Brûleur électrique de laboratoire (HORO Dr. - Ing. A. Hofmann GmbH), <https://www.patstec.fr/ressources/objets/detail?id=9500>, consulté le 2026-07-25